



## Dozownik i statywy na taśmy

Poręczne statywy i dozownik wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odpowiednie zwłaszcza na taśmy do opisywania neoTape®.

### Dozownik ręczny (2-6250)





Przeznaczony na 2 sztuki taśmy neoTape o dł. 12,7 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 2,54 cm.

### Statyw Multitape (2-6251)

Przeznaczony na 15 sztuk taśmy neoTape o dł. 12,7 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 2,54 cm.

### Statyw Multitape (2-6180)

Przeznaczony na taśmy neoTape o dł. 55 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 7,6 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-6250	Dozownik z tworzywa sztucznego na taśmy o maks. szer. 2,54 cm i dł. 12,7 m
	2-6251	Statyw Multitape
	2-6180	Statyw Multitape
	B-0921	Dozownik metalowy do taśm znacznikowych o dł. 12,7 m

## Opis

Poręczne statywy i dozownik wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odpowiednie zwłaszcza na taśmy do opisywania neoTape®.

### Dozownik ręczny, Nr-Art. 2-6250

Przeznaczony na 2 sztuki taśmy neoTape o dł. 12,7 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 2,54 cm. Z 2 uchwytami i plastikowym klipsem do zamykania.

### Statyw Multitape, Nr-Art. 2-6251

Przeznaczony na 15 sztuk taśmy neoTape o dł. 12,7 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 2,54 cm.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 25 x 11,4 x 8,6 cm.

### Statyw Multitape, Nr-Art. 2-6180

Przeznaczony na taśmy neoTape o dł. 55 m lub na wszystkie taśmy klejące o maks. średnicy wew. 7,6 cm.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 25 x 18,4 x 15,2 cm.