





Taśma opisowa oraz statyw do taśm

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 19 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C. Wygodna w użyciu w połączeniu ze statywem dozującym. Statyw posiada specjalną platformę do opisu oraz krawędź tnącą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Dł. rolki
	1-7260	Taśma opisowa	19 mm	66 m
	1-7261	Statyw dozujący	-	-

Opis

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 19 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C. Wygodna w użyciu w połączeniu ze statywem dozującym. Statyw posiada specjalną platformę do opisu oraz krawędź tnącą.

Długość rolki: 66 m.