





Taśma opisowa oraz statyw do taśm

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 20 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C. Wygodna w użyciu w połączeniu ze statywem dozującym. Statyw posiada specjalną platformę do opisu oraz krawędź tnącą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-7260	Taśma opisowa - dł. 55 mm
	1-7261	Statyw dozujący

Opis

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 20 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C. Wygodna w użyciu w połączeniu ze statywem dozującym. Statyw posiada specjalną platformę do opisu oraz krawędź tnącą.

Długość rolki: 55 m.