



Wkrętak z magazynkiem - w zestawie z 12 bitami

Magnetyczny wkrętak z wysuwającym magazynkiem zawierającym 12 bitów. Bardzo dobrze zastąpi zestaw narzędzi. Szerokość rękojeści została zaprojektowana, aby w łatwy sposób można było dokręcać i odkręcać śruby.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-2813	Wkrętak z magazynkiem - w zestawie z 12 bitami

Opis

Zestaw narzędzi zawiera 12 najbardziej popularnych końcówek wkrętakowych 1/4" (C6,3) i uchwyt wkrętakowy. Uchwyt na bity wykonany jest ze stali nierdzewnej. Wyposażony w silny magnes neodymowy. Bity o standardowej długości 25 mm. Zestaw zawiera 4 rodzaje bitów w różnych rozmiarach: płaskie, Philips, Pozidriv, TORX, sześciokątne. Wsuwają się one z magazynku po naciśnięciu przycisku. Ergonomiczny trzonek Wiha SoftFinish[®] posiada zabezpieczenie przed stoczeniem. Jego kształt pozwala na szybkie i skuteczne dokręcanie i odkręcanie śrub.