





Płyn czyszczący do myjek ultradźwiękowych Labosol® U

Labosol® U to koncentrat do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Czyści wszystkie powierzchnie szybko, solidnie, a jednocześnie delikatnie. Usuwa m.in. oleje, tłuszcze, wosk, silikon, krew, białko. Rozpuszczalny w wodzie. Niepalny. Nie tworzy gazów. Lekko się pieni. Stosowany w niewielkich stężeniach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	1-6787	Płyn czyszczący do myjek ultradźwiękowych Labosol® U	butelka	1 l
	1-6788	Płyn czyszczący do myjek ultradźwiękowych Labosol® U	kanister	5 l

Opis

Labosol® U to koncentrat do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych. Czyści wszystkie powierzchnie szybko, solidnie, a jednocześnie delikatnie. Usuwa m.in. oleje, tłuszcze, wosk, silikon, krew, białko. Rozpuszczalny w wodzie. Niepalny. Nie tworzy gazów. Lekko się pieni. Stosowany w niewielkich stężeniach.