





Płyn do zmywarek neodisher[®] LaboClean FLA



Neodisher[®] LaboClean FLA to alkaliczny płyn do zmywarek o intensywnym działaniu czyszczącym. Zawiera alkalia i znaczne ilości substancji dyspergujących. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, związków fosforu i środków utleniających. Odpowiedni do szkła laboratoryjnego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych (w ograniczonym stopniu nadaje się do metali kolorowych i lekkich). Usuwa tłuszcze, oleje, skrobię, barwniki organiczne, drożdże, żywicę chmielową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	1-6715	Płyn do zmywarek neodisher LaboClean FLA	kanister	5,0 l
	1-6716	Płyn do zmywarek neodisher LaboClean FLA	kanister	10,0 l

Opis

Neodisher[®] LaboClean FLA to alkaliczny płyn do zmywarek o intensywnym działaniu czyszczącym. Zawiera alkalia i znaczne ilości substancji dyspergujących. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, związków fosforu i środków utleniających. Odpowiedni do szkła laboratoryjnego, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych (w ograniczonym stopniu nadaje się do metali kolorowych i lekkich). Neodisher[®] LaboClean FLA usuwa tłuszcze, oleje, skrobię, barwniki organiczne, drożdże, żywicę chmielową.

Dozowanie: 2-6 ml/l.

Temperatura: do 95°C.

Zakres pH: 11,5-11,9 pH.

Odpowiedni dla fizjologii, serologii, toksykologii i przemysłu.