



Zestaw kolorowych szufelek z PP

Zestaw ośmiu szufelek o poj. 100 ml, w różnych kolorach (biały, czerwony, popielaty, czarny, żółty, granatowy, niebieski, jasnoniebieski, zielony). Z wygodnym, stabilnym uchwytem. Idealne do pobierania i dozowania mediów proszkowych, także jako szufelki wagowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	N-0163	Zestaw kolorowych szufelek z PP	9 szt.

Opis

Zestaw ośmiu szufelek o poj. 100 ml, w różnych kolorach (biały, czerwony, popielaty, czarny, żółty, granatowy, niebieski, jasnoniebieski, zielony). Z wygodnym, stabilnym uchwytem. Idealne do pobierania i dozowania mediów proszkowych, także jako szufelki wagowe.