



## LABOTHERMOL<sup>®</sup> S

Bezbarwny olej silikonowy – płyn do przenoszenia ciepła. Przeznaczony do użytku w łaźniach olejowych lub w urządzeniach do określania temperatury topnienia. Stosowany do łagodnego ogrzewania i zapobiegania przegrzaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6070	Labothermol <sup>®</sup> S, 1 l

### Opis

Bezbarwny olej silikonowy – płyn do przenoszenia ciepła. Przeznaczony do użytku w łaźniach olejowych lub w urządzeniach do określania temperatury topnienia. Stosowany do łagodnego ogrzewania i zapobiegania przegrzaniu.

**Zakres stosowania:** 0°C do +150°C, z dodatkiem stabilizatora.

**Lepkość:** przy 25°C: 1000 (cSt).

**Temperatura zapłonu zgodnie z DIN 51 758:** powyżej 250°C.