



## Szczypce do próbek

Szczypce niklowane, wykonane z cynku. Rączki są pokryte winylem, aby zapewnić pewny chwyt. Szerokie szczęki doskonale nadają się do łapania i przenoszenia próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. szczęk
	B-0703	Szczypce do próbek	55 mm

### Opis

Szczypce niklowane, wykonane z cynku. Rączki są pokryte winylem, aby zapewnić pewny chwyt. Szerokie szczęki doskonale nadają się do łapania i przenoszenia próbek.