



## Szczypce ze stali chromowanej do zlewek

**ISOLAB**  
Laborgeräte GmbH

Szczypce do zlewek wykonane ze stali nierdzewnej i zakończone PCV. Ułatwiają przenoszenie zlewek o poj. od 100 ml do 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	B-1570	Szczypce do zlewek	280 mm

### Opis

Szczypce do zlewek wykonane ze stali nierdzewnej i zakończone PCV. Ułatwiają przenoszenie zlewek o poj. od 100 ml do 1000 ml.

**Długość:** 280 mm.