





## Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol<sup>®</sup> Wipes sensitive

**B | BRAUN**

Chusteczki Meliseptol<sup>®</sup> Wipes sensitive nasączone płynem na bazie 1-propanolu i chlorku didecylodimetyloamoniowego. Wykonane z flizeliny, dzięki czemu nie rysują powierzchni. Nadają się do większości materiałów, m.in. szkła akrylowego, makrolonu, silikonu, lateksu i gumy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-1589	Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol <sup>®</sup> Wipes sensitive	pojemnik dozujący	60 szt.
	B-1590	Chusteczki do dezynfekcji powierzchni Meliseptol <sup>®</sup> Wipes sensitive	opak. uzupełniające	60 szt.

### Opis

Chusteczki Meliseptol<sup>®</sup> Wipes sensitive marki B.Braun. Nasączone płynem na bazie 1-propanolu i chlorku didecylodimetyloamoniowego, o delikatnym zapachu. Wykonane z miękkiej flizeliny, **nie rysują czyszczonych powierzchni**. Nadają się do używania do większości materiałów, nawet tych wrażliwych na środki dezynfekcyjne, m.in. szkła akrylowego, makrolonu, silikonu, lateksu i gumy. Zwalczają bakterie (w tym MRSA i TB), grzyby, wirusy otoczkowe (w tym HBV, HIV, HCV), wirusy rota, polyoma, noro i wirusy grypy typu A.

**Wymiary pojedynczej chusteczki:** 15,2 x 20,0 cm.