





Chusteczki do czyszczenia i pielęgnacji Cleanlike

Wykonane z włókna celulozowego. Przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji monitorów, komputerów, klawiatur, kopiarek, projektorów, mebli biurowych itp. Posiadają działanie dezynfekujące i antystatyczne. Przyjazne dla środowiska oraz dla skóry użytkownika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-6045	Chusteczki czyszczące w pojemniku	100 szt.
	1-6046	Chusteczki czyszczące w opak. zastępczym	100 szt.

Opis

Wykonane z włókna celulozowego. Przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji monitorów, komputerów, klawiatur, kopiarek, projektorów, mebli biurowych itp. Posiadają działanie dezynfekujące i antystatyczne. Przyjazne dla środowiska oraz dla skóry użytkownika.

Dostępne opakowania: pojemnik dozujący zawierający 100 chusteczek oraz opakowanie zastępcze do ponownego napełnienia zawierające 100 chusteczek.