



## Pierścienie obciążające, zamknięte

Ołowiane pierścienie przeznaczone do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych. Zmniejszają ryzyko pęknięcia szkła lub wydostania się chemikaliów np. z kolb. Z powłoką winylową szczególnie odporną na działanie chemikaliów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Waga	Śr. wew.	Pasujący
	6-1010	Pierścień obciążający, zamknięty	165 g	18 mm	na naczynia 5-10 ml
	6-1011	Pierścień obciążający, zamknięty	237 g	48 mm	na naczynia 125-500 ml
	6-1012	Pierścień obciążający, zamknięty	454 g	51 mm	na naczynia 250-1000 ml
	6-1013	Pierścień obciążający, zamknięty	681 g	57 mm	na naczynia 500-2000 ml
	6-1014	Pierścień obciążający, zamknięty	908 g	70 mm	na naczynia 1000-4000 ml

### Opis

Ołowiane pierścienie przeznaczone do obciążania naczyń szklanych w łaźniach wodnych. Zmniejszają ryzyko pęknięcia szkła lub wydostania się chemikaliów np. z kolb. Z powłoką winylową szczególnie odporną na działanie chemikaliów.