


Stojak z drutu na pierścienie obciążające



Praktyczny stojak na pierścienie obciążające o średnicy od 20 do 74 mm. Wykonany z drutu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	6-1019	Stojak z drutu na pierścienie obciążające	niebieski

Opis

Praktyczny stojak na pierścienie obciążające o średnicy od 20 do 74 mm. Wykonany z drutu. Pasuje do pierścieni neoLab o [Nr-Art. 6-1010 i kolejne.](#)