



## Stojak na kolby



Wykonany z tworzywa sztucznego. Przystosowany do niewielkich kolb kulistych, kolb ze szpicem oraz kolb w kształcie gruszki. Lekko stożkowe dno posiada otwór zapewniający właściwe osadzenie naczynia. Szeroki trzon gwarantuje wysoką stabilność.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	6-5000	Stojak na kolby o poj. 10 ml	3 szt.
	6-5001	Stojak na kolby o poj. 25 ml	3 szt.
	6-5002	Stojak na kolby o poj. 50 ml	3 szt.
	6-5003	Stojak na kolby o poj. 100 ml	3 szt.

### Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego. Przystosowany do niewielkich kolb kulistych, kolb ze szpicem oraz kolb w kształcie gruszki. Lekko stożkowe dno posiada otwór zapewniający właściwe osadzenie naczynia. Szeroki trzon gwarantuje wysoką stabilność. Dostępny w czterech rozmiarach. Opakowanie zawiera 3 sztuki.