





## Stojak stołowy i worki na odpady Biohazard, 22 x 28 cm



**Worki na odpady z czarnym nadrukiem BIOHAZARD:** Wykonane z HDPE. Wyjątkowo wytrzymałe na rozerwania. Z paskiem wskaźnikowym po stronie zewnętrznej potwierdzającym prawidłowość sterylizacji. **Odporne na sterylizację parową do 121°C.** Wymiary worków: 22 x 28 cm.

**Stojak stołowy z drutu stalowego, z powłoką z żywicy epoksydowej:** Duża odporność na uderzenia i wysoka wytrzymałość chemiczna. Wymiary stojaka: 85 x 127 x 216 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	6-1042	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	22 x 28 cm	100 szt.
	6-1043	Stojak stalowy z powłoką z żywicy epoksydowej na worki Biohazard	-	1 szt.

### Opis

**Worki na odpady z czarnym nadrukiem BIOHAZARD:** Wykonane z HDPE. Wyjątkowo wytrzymałe na rozerwania. Z paskiem wskaźnikowym po stronie zewnętrznej potwierdzającym prawidłowość sterylizacji. **Odporne na sterylizację parową do 121°C.** Wymiary: 22 x 28 cm. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

**Stojak stołowy z drutu stalowego, z powłoką z żywicy epoksydowej:** Duża odporność na uderzenia i wysoka wytrzymałość chemiczna.

**Odpowiedni na worki o wymiarach:** 22 x 28 cm.

**Wymiary stojaka:** 85 x 127 x 216 mm.