




## Statyw ramowy żeliwny



Solidny statyw laboratoryjny z możliwością montażu wielu uchwytów i łap w różnych konfiguracjach przestrzennych. Pręty wykonane z aluminium (średnica: 12 mm). Podstawa statywu wykonana z lakierowanego żeliwa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	D-1090	Statyw ramowy

### Opis

Solidny statyw laboratoryjny z możliwością montażu wielu uchwytów i łap w różnych konfiguracjach przestrzennych. Pręty wykonane z aluminium (średnica: 12 mm). Podstawa statywu wykonana z lakierowanego żeliwa.

**Wymiary:** 500 x 250 x 800 mm.

**Masa:** 6,5 kg.