



## Podstawy i pręty statywów

**Podstawy statywów ze stali:** z powłoką proszkową, w kolorze kości słoniowej; z otworem i gwintem M10.

**Pręty statywów ze stali szlachetnej 18/8:** z gwintem M10; średnica: 12 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	2-2290	Podstawa statywu	21 x 13 cm
	2-2291	Podstawa statywu	25 x 16 cm
	2-2292	Podstawa statywu	30 x 15 cm
	2-2295	Pręt statywu	dł. 60 cm
	2-2296	Pręt statywu	dł. 75 cm
	2-2297	Pręt statywu	dł. 100 cm

### Opis

**Podstawy statywów ze stali:** z powłoką proszkową, w kolorze kości słoniowej; z otworem i gwintem M10.

**Pręty statywów ze stali szlachetnej 18/8:** z gwintem M10; średnica: 12 mm.