



Podnośniki laboratoryjne

Podnośniki laboratoryjne zgodne z normą DIN 12897. Wykonane z lekkiego metalu. Wysokość regulowana w zakresie od 70 mm do 260 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	E-1706	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	plytka 110 x 100 mm
	E-1707	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	plytka 160 x 130 mm
	E-1708	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	plytka 200 x 200 mm
	E-1709	Podnośnik laboratoryjny DIN 12897	plytka 300 x 300 mm

Opis

Podnośniki laboratoryjne zgodne z normą DIN 12897. Wykonane z lekkiego metalu. Wysokość regulowana w zakresie od 70 mm do 260 mm.

Obciążenie: do 6 kg (model E-1709).