



## Stojak stołowy na worki - mały - wys. 25 cm

### Stojak

Wykonany ze stalowego drutu z powłoką z żywicy epoksydowej. Wysoka wytrzymałość chemiczna. Stabilne wykonanie z trzema nóżkami i gumowymi podkładkami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Materiał	Szt./Op.
	1-7106	Stojak na worki	wys. 25 cm	stal z żółtą powłoką	1 szt.
	B-7108	Stojak na worki	wys. 25 cm	stal z białą powłoką	1 szt.

### Opis

#### Stojak

Wykonany ze stalowego drutu z powłoką z żywicy epoksydowej. Wysoka wytrzymałość chemiczna. Stabilne wykonanie z trzema nóżkami i gumowymi podkładkami.

**Wysokość całkowita:** 25 cm.

**Śr. wew.:** górna 11,5 cm, dolna 14,8 cm.