



Zaciskacz laboratoryjny

Zaciskacz laboratoryjny przystosowany do szybkiego mocowania probówek laboratoryjnych, czujników pomiaru temperatury w zlewkach, kolbach Erlenmeyera i szklanych wannach. Płytkę wykonaną z tworzywa sztucznego zawiera pięć otworów o różnej średnicy. Elementy metalowe zabezpieczone są przed korozją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-7065	Zaciskacz laboratoryjny

Opis

Zaciskacz laboratoryjny przystosowany do szybkiego mocowania probówek laboratoryjnych, czujników pomiaru temperatury w zlewkach, kolbach Erlenmeyera i szklanych wannach. Płytkę wykonaną z tworzywa sztucznego zawiera pięć otworów o różnej średnicy. Elementy metalowe zabezpieczone są przed korozją.