



Stołowy pojemnik na odpady Biohazard



Pojemnik na odpady wykonany ze stali szlachetnej (400). Przeznaczony do użytku na stołach roboczych.

Odpowiedni dla małych przedmiotów, takich jak końcówki do pipet, igły i próbki mikrowirówkowe.

Pokrywa wahadłowa izoluje przykre zapachy. Łatwy do utrzymania w czystości. Powierzchnia ze szczotkowanej stali redukuje odciski palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	6-2150	Stołowy pojemnik na odpady	1 szt.
	6-2151	Worki z PP na odpady	100 szt.

Opis

Pojemnik na odpady wykonany ze stali szlachetnej (400). Przeznaczony do użytku na stołach roboczych.

Odpowiedni dla małych przedmiotów, takich jak końcówki do pipet, igły i próbki mikrowirówkowe.

Pokrywa wahadłowa izoluje przykre zapachy. Łatwy do utrzymania w czystości. Powierzchnia ze szczotkowanej stali redukuje odciski palców.

Do pojemnika pasują worki o wymiarach 25 x 25 cm.

Średnica części górnej: 12,7 cm

Wysokość: 19 cm