

**Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> basic - bezpudrowe**



**MERCATORMEDICAL**

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Posiadają właściwości antystatyczne. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4111	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	atramentowe	100 szt.
	P-4112	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	atramentowe	100 szt.
	P-4113	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	atramentowe	100 szt.
	P-4114	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	atramentowe	100 szt.
	P-4115	Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> basic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	atramentowe	100 szt.

**Opis**

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Posiadają właściwości antystatyczne.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne), jak również zgodnie z normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie).

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> classic posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 125 x 230 x 55 mm.

**Kolor:** atramentowe.