



Kapsle Flip-Off ND20

Kapsle Flip-Off są przeznaczone do fiolek z wywinętym brzegiem ND20. Bez septy. Dostępne w wielu kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	L-7410	Kapsle Flip-Off ND20	przeźroczyste	100 szt.
	L-7411	Kapsle Flip-Off ND20	białe	100 szt.
	L-7412	Kapsle Flip-Off ND20	żółte	100 szt.
	L-7413	Kapsle Flip-Off ND20	pomarańczowe	100 szt.
	L-7414	Kapsle Flip-Off ND20	czerwone	100 szt.
	L-7415	Kapsle Flip-Off ND20	lawendowe	100 szt.
	L-7416	Kapsle Flip-Off ND20	fioletowe	100 szt.
	L-7417	Kapsle Flip-Off ND20	ciemnoniebieskie	100 szt.
	L-7418	Kapsle Flip-Off ND20	niebieskie	100 szt.
	L-7419	Kapsle Flip-Off ND20	turkusowe	100 szt.
	L-7420	Kapsle Flip-Off ND20	ciemnozielone	100 szt.
	L-7421	Kapsle Flip-Off ND20	zielone	100 szt.
	L-7422	Kapsle Flip-Off ND20	limonkowe	100 szt.
	L-7423	Kapsle Flip-Off ND20	czarne	100 szt.
	L-7424	Kapsle Flip-Off ND20	szare	100 szt.

Opis

Kapsle Flip-Off przeznaczone do fiolek z wywiniętym brzegiem ND20. Nie są wyposażone w septę. Zrywane wieczko zapobiega niepożądanemu manipulowaniu próbkami. Kapsle Flip-Off pozwalają na łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze otwieranie fiolek niż konwencjonalne kapsle. Dostępne są w bardzo zróżnicowanych kolorach. Dzięki temu można w łatwy sposób oznaczać i identyfikować próbki.

Kapsle Flip-Off mogą być stosowane do zamykania [fiolek z wywiniętym brzegiem](#), w tym fiolek [headspace](#), [crimp-top](#) oraz [butelek iniekcyjnych ND20](#).

Dla uzyskania maksymalnego dopasowania i szczelności kapsli i fiolek zalecane jest stosowanie [sept, które można dokupić osobno](#).

Do zamykania kapsli Flip-Off ND20 dedykowana jest kapsłownica [L-7454](#).