



Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym



Pojemniki na odpady z mechanizmem pedałowym. Dostępne w dwóch wersjach:

Pojemnik na odpady chromowany z wkładem z tw. sztucznego.

Pojemność: 12 l

Pojemnik na odpady chromowany z wkładem ocynkowanym.

Pojemność: 19 l

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-3180	Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym, z wkładem z tw. sztucznego	12 l
	2-3181	Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym, z wkładem ocynkowanym	19 l

Opis

1. Pojemnik na odpady chromowany z wkładem z tw. sztucznego

Solidne wykonanie. Znakomicie nadaje się do laboratorium.

Korpus i pokrywa: chromowane

Wkład: tworzywo sztuczne

Pojemność: 12 l

Wymiary: wys. 40 cm, średnica 25 cm

2. Pojemnik na odpady chromowany z wkładem ocynkowanym.

Korpus i pokrywa: stal chromowana

Wkład: ocynkowany, z możliwością sterylizowania, łatwy w czyszczeniu.

Pojemność: 19 l

Wymiary: wys. 48 cm, średnica 26 cm