



## Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym



Pojemniki na odpady z mechanizmem pedałowym. Dostępne w dwóch wersjach:

### Pojemnik na odpady chromowany z wkładem z tw. sztucznego.

Pojemność: 12 l

### Pojemnik na odpady chromowany z wkładem ocynkowanym.

Pojemność: 19 l

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-3180	Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym, z wkładem z tw. sztucznego	12 l
	2-3181	Pojemnik na odpady z mechanizmem pedałowym, z wkładem ocynkowanym	19 l

### Opis

#### 1. Pojemnik na odpady chromowany z wkładem z tw. sztucznego

Solidne wykonanie. Znakomicie nadaje się do laboratorium.

**Korpus i pokrywa:** chromowane

**Wkład:** tworzywo sztuczne

**Pojemność:** 12 l

**Wymiary:** wys. 40 cm, średnica 25 cm

#### 2. Pojemnik na odpady chromowany z wkładem ocynkowanym.

**Korpus i pokrywa:** stal chromowana

**Wkład:** ocynkowany, z możliwością sterylizowania, łatwy w czyszczeniu.

**Pojemność:** 19 l

**Wymiary:** wys. 48 cm, średnica 26 cm